

EDTA 溶液 (0.5M, pH=8.0)

产品货号: E1136

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

EDTA 溶液 (0.5M, pH=8.0) 是用 EDTA·2Na 配制, 调节 pH 至 8.0, 只有其 pH 接近 8.0, 才能完全溶解。尚宝生物 EDTA 溶液用于螯合金属离子等, 是常用分子生物学试剂。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

试剂名称	产品规格	保持条件
EDTA 溶液 (0.5M, pH=8.0)	100ml/500ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>