

## PBS 磷酸盐缓冲液 (1M,pH=8.0)

产品货号: T17448

产品规格: 500ml

### 产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

PBS 磷酸盐缓冲液 (1M,pH=8.0) 主要由磷酸氢二盐、磷酸二氢盐组成, 含少量氯化钠, 不含钙离子和镁离子, pH 值为 8.0, 未经高温灭菌处理; 主要用于免疫组化、组织切片或其他常规用途。

### 产品组成:

试剂名称	产品规格	保持条件
PBS 磷酸盐缓冲液 (1M,pH=8.0)	100ml/500ml	室温

### 操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。

### 注意事项:

1. PBS 磷酸盐缓冲液由于不含有钙离子, 不易产生沉淀, 出现该种情况后, 一般置于温浴至沉淀溶解即可, 如果产生沉淀较多应弃用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>