

TBS缓冲液 (0.02M, pH=8.2)

产品货号: M20198

产品规格: 500ml

产品简介:

Tris缓冲盐溶液简称TBS, 属于常规pH缓冲液, 常用于清洗免疫染色的组织或Western Blot中的蛋白印迹膜等, 是常用分子生物学试剂。

尚宝生物 TBS缓冲液 (0.02M, pH=8.2) 主要由Tris、氯化钠等组成, 可用于免疫金银染色中清洗组织, 亦可作为封闭液的基础试剂。

产品组成

| 名称 | 规格 | 保存条件 |
|------------------------|-------|------|
| TBS缓冲液 (0.02M, pH=8.2) | 500ml | 室温 |

操作步骤 (仅供参考):

1. 石蜡切片脱蜡至水。
2. 0.1%胰蛋白酶消化10min或3M尿素消化30min。
3. 蒸馏水冲洗2次, 每次5~10min。
4. 缓冲液(0.02M, pH=8.2)振荡洗涤2次, 每次10min。
5. 进行封闭及下游其他实验。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>