

霍氏液 (Hoyer's Medium)

产品货号: M20136

产品规格: 10ml/50ml/100ml

产品简介:

霍氏液(Hoyer's medium)含有水合氯醛、树胶、甘油,有一定的腐蚀性,注意操作。主要用于玻片标本的封固。

产品组成:

产品组成	规格	保存条件
霍氏液 (Hoyer's Medium)	10ml/50ml/100ml	2-8°C, 避光

操作步骤:(仅供参考)

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

2-8°C避光保存,有效期6个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>