

利福平溶液 (Rifampicin, 50mg/ml)

产品货号: R21760

产品规格: 10ml/50ml

产品简介:

利福平(Rifampicin)是一种广谱抗生素,对结核杆菌有较强的抗菌作用,对革兰阳性或阴性菌亦有不同程度的抗菌性, CAS号为13292-46-1, 分子量为822.94, 其抑菌作用在于抑制原核生物和哺乳动物的RNA多聚酶, 从而阻止DNA、蛋白质合成。在生物学上利福平常用于从细菌中去除质粒;临床上, 利福平可以用于治疗结核病、肠球菌感染等。

利福平溶液 (Rifampicin, 50mg/ml) 由利福平和醇配制而成, 如有需要应用有机滤膜过滤后用于细胞培养。主要用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
利福平溶液 (Rifampicin, 50mg/ml)	10ml/50ml	2-8°C, 避光

操作步骤:

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项:

1. 注意无菌操作, 避免污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>