

## ELISA包被液（10×）

产品货号：G3022

产品规格：100ml/500ml

### 产品简介：

本品为pH9.6的浓缩型产品，使用前需要用去离子水稀释至1×，然后使用。用于ELISA（酶联免疫吸附实验）中酶标板的抗原或抗体的包被。使用时取适量包被缓冲液将抗原或抗体溶液稀释至相应包被的浓度，在ELISA酶标板每个反应孔中加入100 $\mu$ L，4 $^{\circ}$ C包被过夜。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件
ELISA包被液（10×）	100ml/500ml	室温

### 注意事项：

1. 为了您的健康和 safety，在实验操作时请穿实验服并戴好一次性手套。

### 保存条件：

室温保存，12个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>