

PG固定液（2%/2.5%）

产品货号：T17768

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

组织和细胞常用的固定液，尤其适用在电镜中保护超微结构，不适用于固定核酸、多糖物质。主要由2%多聚甲醛、2.5%戊二醛、磷酸盐组成,pH值为7.4，有刺鼻气味。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
PG固定液（2%/2.5%）	100ml/500ml	2-8℃，避光

使用说明：

离心收集细胞，PBS漂洗两遍，2%多聚甲醛-2.5%戊二醛固定液固定30min-1h，PBS漂洗两遍，用于后续实验。

注意事项：

1. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
2. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

保存：

2-8℃避光保存，有效期1年。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com