

植物组织保存液

产品货号: R23598

产品规格: 100ml

产品简介:

植物样本常用染色法包括整体样本染色和切片染色两种, 整体染色更便于将染色结果进行组织级的原位标记。植物组织保存液能够使植物整体染色样本保存数月, 观察效果更稳定, 结构更清晰。

本产品性质稳定, 挥发小毒性低, 含防腐成分和折射率匹配成分, 适用于植物组织整体染色样本的长期保存和浸泡观察。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
植物组织保存液	100ml	室温

操作步骤:

1. 植物组织染色后或脱色后样本经充分清洗后浸于植物组织保存液中即可。
2. 常联合植物组织脱色液使用。经过植物色素脱除处理后样本浸于植物组织保存液中可获得更清晰的观察效果。

注意事项:

1. 如长期浸泡保存建议放置2-8°C, 并至少2个月更换一次保存液。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存:

室温保存, 有效期1年。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>