

亚甲基蓝染色液 (Dot Blot)

产品货号: R23576

产品规格: 10ml

产品简介:

斑点杂交 (DotBlot) 是一种检测、分析和鉴定DNA、RNA和蛋白质的技术, 通过显影斑点的有无及颜色的深浅来判断是否有杂交及其杂交强度。

亚甲基蓝染色液 (DotBlot) 可用于斑点杂交和曝光后的NC膜和尼龙膜染色, 可将DNA或RNA样本染成均一的蓝色圆点, 作为上样量内参对照, 上样量越大, 圆点颜色越深, 一般建议上样量10-20ng以上。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
亚甲基蓝染色液 (Dot Blot)	100ml	室温, 避光

操作步骤: (仅供参考):

1. 根据实验要求进行样本变性、杂交、封闭、抗体孵育、ECL显影等步骤。
2. 将膜放入亚甲基蓝染色液 (dot blot) 中室温孵育1-5min, 然后使用蒸馏水多次漂洗膜直至背景变浅, 点样区可见清楚蓝色圆点。

染色结果:

DNA或RNA样本	蓝色
背景	淡蓝色

注意事项:

1. 本试剂也可用于抗体孵育前的杂交膜染色, 作为内参对照。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

效 期: 12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com