

实验动物标记染色液(红色)

产品货号: R23561

产品规格: 100ml

产品简介:

实验动物是指以科学研究,包括生物检定、疾病诊断、生物制品和教学等为主要目的,被人工饲养的动物。如小鼠、大鼠、兔以及部分犬、羊、猪、鱼、鸟、青蛙等。实验动物在临床研究中占有极其重要的位置。

实验动物分组后的标记在实验准备工作中很重要。为了区别和观察每一个动物,必须对其进行标记和编号,要根据动物的种类、数量和实验时间的长短来选择合适的标记方法,标记方法应保证号码清楚、耐久、简便、易认和适用。常用的标记方法有:染色法、挂牌法、耳缘剪孔法、烙印法、笼子编号和形态特征标记法等。其中,染色法最常用且操作简便。染色法是用染料在动物身体明显部位如被毛、四肢等处进行涂染或用不同颜色来区分。小鼠和大鼠模型常用此方法。

常用于动物标记的颜色有黄色、红色、黑色、咖啡色和紫色。该试剂仅用于科学研究领域,不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
实验动物标记染色液(红色)	100ml	室温,避光

操作步骤: (仅供参考):

1. 用胶头滴管吸取实验动物标记液(红色)涂布在准备标记的小鼠的背毛上。
2. 放置3-5min待溶液晾干。
3. 标记可维持数月。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存: 室温,避光保存,有效期12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>