

1×Tris-tricine-SDS电泳缓冲液（阴极）

产品货号：T11147

产品规格：100ml/500ml

产品概述：

本产品为1×Tricine体系电泳缓冲液，用于变性电泳。

特点：

条带分离清晰，易于观察，电泳电压稳定，保质期长。

应用：

可用于Tricine-SDS-PAGE电泳

组分：

包含：阴极缓冲液（Tris，Tricine，SDS）

保存：室温，有效期12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>