

1×Tris-tricine-SDS电泳缓冲液（阳极）

产品货号: T11145

产品规格: 100ml/500ml

产品概述:

本产品为1×Tricine 体系电泳缓冲液，用于变性电泳。

特点:

条带分离清晰，易于观察，电泳电压稳定，保质期长。

应用:

可用于Tricine-SDS-PAGE电泳

组分:

包含：阳极缓冲液（Tris-HCl）

保存: 室温，有效期12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>