

RNAlong保存液

产品货号: T11524

产品规格: 5ml/10ml

产品简介:

RNA的保存对于其下游实验极其重要。提取RNA后, 由于残存的RNase或其他物质容易破坏RNA, 所以应该妥善保存。RNA保存液用于保存已经抽提好的RNA溶液, 超低温存储。

试剂盒组成:

| 产品名称 | 规格 | 保存条件 |
|------------|----------|------|
| RNAlong保存液 | 5ml/10ml | 2-8℃ |

操作步骤:

1. 根据实验具体要求操作。
2. 一般溶解于RNA保存液, -70℃或超低温存储。
3. 如需从上述保存液中分离出RNA, 应离心, 弃上清, 用DEPC处理水溶解。

注意事项:

1. 应注意避免RNase污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件: 2-8℃, 24个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>