

ELISA无蛋白封闭液

产品货号: M20322

产品规格: 100ml

产品简介:

ELISA无蛋白封闭液是一种非蛋白化合物, 能够为基于膜和基于板的蛋白质检测方法提供有效封闭, 使背景非常低。以方便、即用的形式提供。传统封闭液含有可与免疫检测系统交叉反应的蛋白, 使背景高、信号减少。

产品组成:

产品名称	规格	保存
ELISA无蛋白封闭液	100ml	2-8℃

产品使用说明:

使用抗原或抗体包被ELISA平板后, 每孔添加100-300 μ L封闭液, 37℃孵育1-2小时即可。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存: 2-8℃保存, 有效期6个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>