

分选缓冲液(0.5% BSA, 2mmol/L EDTA, PBS配制)

产品货号: T10986

产品规格: 500ml

产品简介:

该分选缓冲液由0.5% BSA, 2 mM EDTA, 1×PBS组成, 经0.22μm滤膜过滤除菌处理, 颜色略黄, 可直接用作细胞分选。

注意事项:

1. 不同的细胞样品适用不同配方的分选缓冲液, 请根据实验需求选择合适的分选缓冲液。
2. 该产品仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。
3. 为了您的安全与健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

2-8℃保存, 有效期6个月; -20℃保存, 有效期12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>