

新型抗体稀释液

产品货号: T15936

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

新型抗体稀释液不含磷酸盐、叠氮钠等防腐剂, 不含动物源蛋白, 适用于所有类型的抗体稀释, 包括辣根过氧化物酶(HRP)和碱性磷酸酶(AP)标记的抗体, 可用于免疫印迹(Western Blot)、免疫荧光(Immunofluorescence)、免疫组织化学(Immunohistochemistry)、酶联免疫吸附(ELISA)等实验中的一抗和二抗稀释配制。产品含有抗体结合反应稳定剂和增强剂, 可增强抗体与抗原的特异性结合, 减少非特异性反应, 增加抗体稀释比, 节约抗体。稀释过的抗体在2-8°C条件下可保存180天以上, 回收抗体无需冻存于-20°C。

产品组成:

产品名称	100T	保存条件
新型抗体稀释液	100ml/500ml	2-8°C

产品特点

通用性好、稳定性高、不含叠氮钠等防腐剂、不含动物源蛋白。

使用说明

用本产品将一抗或二抗稀释至相应倍数, 将印迹膜至于孵育盒中, 按实验要求于孵育。孵育完成后回收的抗体可置于2-8°C条件下可保存180天以上, 下次用时取出即可直接使用。

注意事项:

1. 该产品仅限用于科学研究。
2. 请佩戴防护手套使用本产品, 避免直接接触皮肤。

保存条件:

2-8°C保存, 有效期24个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com