

ACD血液抗凝剂

产品货号: T18154

产品规格: 100ml

产品简介:

ACD血液抗凝剂是由0.48%柠檬酸、1.32%柠檬酸钠、1.47%葡萄糖组成。

原理: 枸橼酸钠可与血液中钙离子形成可溶性螯合物从而阻止血液凝固。

本产品经灭菌处理, 适用于全血的抗凝, 可用于从全血中制备基因组DNA。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
ACD血液抗凝剂	100ml	2-8℃

使用方法:

每6毫升血液加1ml ACD血液抗凝剂混匀。

注意事项:

1. 从全血中制备基因组DNA, ACD做为抗凝剂要优于EDTA, 因为他更加能保存高分子质量的DNA。
2. 做全血DNA提取的时候抗凝剂不能采用肝素, 因为肝素是聚合酶链式反应的抑制剂。

有效期: 24个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>