

GTP溶液（100mM）

产品货号：T18859

产品规格：250 μ l

产品简介：

本产品是浓度为100mM的GTP的钠盐溶液，pH7.0 \pm 0.1(22 ~ 25 $^{\circ}$ C)；无DNase和RNase污染。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
GTP溶液（100mM）	250 μ l	-20 $^{\circ}$ C

纯度：

经高效液相色谱法测定，本产品的纯度 \geq 99%。

性能检测：

1. 本品可用于体外转录。
2. RNase污染检测
对本产品进行检测时，加入1 μ g 16S / 23S rRNA，37 $^{\circ}$ C反应1小时，电泳谱带无明显变化。
3. DNase污染检测
对本产品进行检测时，加入1 μ g λ -Hind III digest，37 $^{\circ}$ C反应16小时和74 $^{\circ}$ C反应1小时，电泳谱带无明显变化。
对本产品进行检测时，加入1 μ g pBR322质粒DNA，37 $^{\circ}$ C反应16小时和74 $^{\circ}$ C反应1小时，电泳谱带无明显变化。
对本产品进行检测时，加入1 μ g λ DNA，37 $^{\circ}$ C反应16小时和74 $^{\circ}$ C反应1小时，电泳谱带无明显变化。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>