

## NTE 缓冲液(10×,pH=7.4)

目录编号: T11063

产品规格: 100ml

### 产品简介:

NTE 缓冲液(10×,pH=7.4)由 1.5M NaCl、0.5M Tris 以及 0.01M EDTA 组成, 所以简称为 NTE 缓冲液。  
该试剂经无菌处理, 可用于浓缩逆转录病毒或其他用途。

### 产品组成:

| 产品组成                | 规格    | 保存温度 |
|---------------------|-------|------|
| NTE 缓冲液(10×,pH=7.4) | 100ml | 室温   |

### 操作步骤:

1. 按实验具体要求操作, 一般用原病毒体积 1%的 1×NTE 缓冲液溶解沉淀。

### 注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>