

NTE 缓冲液（10×,pH=7.4,无菌）

目录编号：T11063

产品规格：100ml

产品简介：

NTE 缓冲液（10×,pH=7.4,无菌）由 1.5M NaCl、0.5M Tris 以及 0.01M EDTA 组成，所以简称为 NTE 缓冲液。该试剂经无菌处理，可用于浓缩逆转录病毒或其他用途。

产品组成：

产品组成	规格	保存温度
NTE 缓冲液(10×,pH=7.4)	100ml	室温

操作步骤：

1. 按实验具体要求操作。
2. 用蒸馏水或去离子水稀释 NTE 缓冲液(10×,pH7.4)至 1×。
3. 一般用原病毒体积 1%的 1×NTE 缓冲液溶解沉淀。

注意事项：

1. 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>