

Western Blot快速封闭液

产品货号: T15476

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

Western Blot快速封闭液的主要有效成分为经过反复优化的适量BSA和去垢剂等。适用于Western Blot实验中NC膜或PVDF膜等转印膜的封闭。封闭后,可以有效减小后续的一抗或二抗和膜的非特异性结合,降低背景,增强信噪比,以达到最佳的显色效果。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
Western Blot快速封闭液	100ml/500ml	2-8°C

操作流程:

本产品为即用型,无需稀释。完成转膜后,用封闭洗涤缓冲液洗涤膜1-2分钟,加入足够量的专用快速封闭液充分覆盖膜,室温下振荡封闭半小时至1小时,然后进行一抗孵育等后续操作。

注意事项:

通常在室温封闭60分钟即可。对于一些背景非常高的抗体,可以4°C封闭过夜。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>