

孔雀绿染色液(5%)

产品货号: R32870

产品规格: 100ml

产品简介:

孔雀绿又称孔雀石绿, 是人工合成的染料, CAS号为569-64-2, 分子量为364.92。孔雀绿染色液(5%)主要由孔雀石绿、去离子水组成, 可用于布氏杆菌染色或其他用途。

产品内容:

产品组成	规格	保存条件
孔雀绿染色液(5%)	100ml	室温, 避光

操作步骤(仅供参考):

1. 孔雀绿染色液(5%)一般用于特殊用途, 如果用于一般染色, 应稀释至0.5~1%使用。
2. 涂片: 载玻片编号, 于载玻片中央滴加2~3滴孔雀绿水溶液(0.5~1%)染色。
3. 加盖洁净的盖玻片, 轻轻按压制成压片。
4. 光学显微镜在低倍、高倍或油镜下观察细菌形态。

注意事项:

1. 涂片之前应事先在背面做好圆圈标记, 以便判断后续试验的位置。
2. 细菌培养时间会影响染色, 阳性菌培养时间过长或已死亡或细菌溶解, 都常呈阴性反应。

保存: 室温, 12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>