

多粘菌素B硫酸盐溶液(50mg/mL in H₂O,过滤除菌)

产品货号: K10061

产品规格: 5ml

产品简介:

多粘菌素B是一种有效的抗菌剂和相对有毒的抗生素。也是一种抗内毒素剂。Polymyxin B Sulfate显示出内毒素中和特性,可用作革兰氏阴性脓毒症的辅助研究。Polymyxin B Sulfate在体外和体内均显示出抗菌活性。

本产品常用于配制选择性培养基,如金黄色葡萄球菌选择性培养基。

注意事项:

1. 本产品为50mg/mL储备液,工作浓度一般为2500IU-10000U/L。
2. 本产品只可过滤灭菌,不可高压灭菌。
3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存: -20℃避光6个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>