

Elutioin buffer (1% SDS, 0.1M NaHCO₃)

产品货号: T17131

产品规格: 500ml

产品简介:

本品用于蛋白实验的清洗, 其组成浓度为1%SDS, 0.1M NaHCO₃。

产品内容:

产品组成	规格	保存条件
Elutioin buffer (1% SDS, 0.1M NaHCO ₃)	500ml	室温

注意事项:

1. 本品仅用于科研用途, 不得用于临床或诊断相关研究
2. 低温储存时可能会有SDS析出, 若有析出可加热5-10分钟溶解即可。

保存: 室温, 12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>