

三乙醇胺缓冲液(0.2M,pH=7.3-8.3)

产品货号: T19458

产品规格: 500ml

产品简介:

三乙醇胺, 即三(2-羟乙基)胺, 是一种有机化合物, 可以看做是三乙胺的三羟基取代物, 化学式为 $C_6H_{15}NO_3$ 。与其他胺类化合物相似, 由于氮原子上存在孤对电子, 三乙醇胺具弱碱性, 能够与无机酸或有机酸反应生成盐。

产品内容:

产品组成	规格	保存条件
三乙醇胺缓冲液 (0.2M,pH=7.3-8.3)	500ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验步骤操作。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>