

凝胶储存溶液

产品货号: T19448

产品规格: 500ml

产品简介:

普西唐(Psaitong) 凝胶储存溶液由乙酸和水组成, 属于弱酸。常用于聚丙烯酰胺凝胶实验中。

产品内容:

产品组成	规格	保存条件
凝胶储存溶液	500ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验步骤操作。

注意事项:

1. 封闭保存, 一旦开启, 尽快使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存: 室温, 6个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>