

咪唑缓冲液(0.5M,pH=6.2-7.8)

产品货号: T19445.

产品规格: 500ml

产品简介:

咪唑是含有两个间位氮原子的五元芳杂环化合物, CAS号为288-32-4, 分子量为68.08, 可用作环氧树脂的固化剂以及抗菌的原料。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品内容:

产品组成	规格	保存条件
咪唑缓冲液(0.5M,pH=6.2-7.8)	500ml	2-8℃

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>