

## 硼酸标记缓冲液 (pH=9.2)

产品货号: M20187

产品规格: 500ml

### 产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

硼酸标记缓冲液(pH=9.2)由硼酸、氯化钠组成, 硼酸根浓度为0.05mol/L, 氯化钠浓度为0.2mol/L, 调节pH值约为9.2, 用于生物素或其他物质的标记。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品内容:

产品组成	规格	保存条件
硼酸标记缓冲液 (pH=9.2)	500ml	室温

### 操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。

### 注意事项:

1. 注意密闭保存, 避免挥发。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

保存: 室温, 12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>