

## L-天冬氨酸溶液(0.5%)

产品货号: T19400

产品规格: 500ml

### 产品简介:

L-天冬氨酸是一种有机化合物, 化学式为 $C_4H_7NO_4$ 。白色结晶或结晶性粉末, 味微酸。溶于沸水, 25°C时微溶于水 (0.5%), 易溶于稀酸和氢氧化钠溶液中, 不溶于乙醇、乙醚、加热至270°C分解, 等电点2.77, 其比旋度与所溶的溶剂有关。在酸溶液中为右旋, 碱溶液中为左旋, 水溶液中为右旋。

### 产品内容:

产品组成	规格	保存条件
L-天冬氨酸溶液(0.5%)	500ml	室温

### 操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。

### 注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存: 室温, 12个月。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>