

TCA(50%w/v)

产品货号: T17891

产品规格: 100ml

产品简介:

三氯乙酸(Trichloroacetic acid,TCA)又称为三氯醋酸, 分子量为163.4, CAS号为200-927-2, 用于有机合成, 医药、杀虫剂等。

TCA(50%w/v)由50%的TCA、去离子水组成, 具有刺激性气味和腐蚀性, 注意密闭保存。该试剂仅用于科研领域, 不用于临床诊断或治疗。

产品内容:

产品组成	规格	保存条件
TCA(50%w/v)	100ml	室温, 避光

操作步骤:

1. 按实验具体要求操作。

注意事项:

1. 注意密闭保存, 避免挥发和腐蚀物品。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>