

通用稳定增强型抗体稀释液

产品货号: T19369

产品规格: 500ml

产品简介:

通用抗体稀释液是一种即用型的, 适合于稀释所有免疫抗体测(IF, IHC, ELISA, WB) 实验中的抗体。该试剂可用于一抗或二抗的稀释和配制, 稀释后4°C保存用不少于12个月; 稀释液中加入了多种抗体结合反应增强剂及稳定剂, 增强免疫反应, 减少非特异性结合, 获得更佳的效果, 可反复使用, 节约宝贵的抗体。试剂中不含有动物源的蛋白、磷酸盐、叠氮钠或硫柳汞类防腐剂, 适合于所有类型抗体稀释, 包括HRP, AP标记的抗体。

产品内容:

| 产品组成 | 规格 | 保存条件 |
|--------------|-------|-------|
| 通用稳定增强型抗体稀释液 | 500ml | 2-8°C |

产品特点:

1. 即用型稀释液, 无需配制。
2. 适用所有抗体稀释(IF、IHC、ELISA、WB)。
3. 加入抗体结合反应增强剂, 效果更佳。
4. 不含BSA、脱脂奶粉等动物源蛋白。
5. 不含磷酸盐、叠氮钠或硫柳汞类防腐剂。
6. 稀释后的抗体在4°C保存一年或常温保存一周。

注意事项:

1. 孵育抗体时尽量在4°C进行, 可延长稀释后抗体的使用寿命。
2. 本品不含叠氮钠或硫柳汞类防腐剂, 但含安全性更高的防腐剂, 还需小心操作避免皮肤直接接触。

操作步骤:

根据抗体使用说明书, 直接用本品对一抗或二抗进行适当倍数的稀释。保存在AS通用抗体稀释液中的抗体可回收于4°C保存, 至少可反复多次使用 长达12个月以上, 直至不能达到理想结果后丢弃。

有效期: 4°C保存, 冰袋运输, 至少2年有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com