

中性福尔马林固定液(10%)

产品货号: BX1003

产品规格: 500ml/5000ml

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
中性福尔马林固定液(10%)	500ml/5000ml	室温, 避光

性状与成份:

本品为无色澄明液体, 有刺激性特臭; 由甲醛、磷酸盐缓冲液组成, 为即用性溶液。

原理与用途:

本品为醛类固定液, 是一种交联性组织固定剂, 主要通过使蛋白质分子发生交联而产生固定作用, 能使细胞内物质尽量保持其生活状态时的结构和位置。本品采用磷酸盐缓冲液调节其值至中性, 能最大限度地保护组织抗原。主要用于组织标本的保存、固定和防腐。

适用范围:

适用于人体、动物组织标本的固定。

使用方法:

将生物组织标本直接浸入固定液中, 固定液用量应为标本体积的5~10倍。小标本固定1~2小时, 大标本固定20小时以上。

产品特点:

渗透力强, 固定均匀, 对组织收缩小, 固定效果好。

注意事项:

1. 采集的外周血若立即接种则无需加肝素抗凝, 如需保存标本, 应加肝素抗凝。
2. 采集的外周血在冰箱4℃保存, 保存期不亦超过一周。

保存条件:

室温避光, 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>