

磷酸葡萄糖变位酶 (PGM)试剂盒（可见分光光度法）

产品货号：BA2708

产品规格：48样

产品简介：

磷酸葡萄糖变位酶(PGM)在碳水化合物代谢中起关键作用，并广泛存在于所有生物体中。PGM可使葡萄糖-1-磷酸(GIP)和葡萄糖-6-磷酸(G6P)互变。当糖原分解时，PGM将GIP转化为G6P，接着进入糖酵解途径产生ATP，也可通过戊糖磷酸途径产生核糖和NADPH。相反，当细胞需要能量时，PGM将G6P转化为GIP，进而产生糖原。PGM的缺乏可导致与葡萄糖存储相关的疾病。

本试剂盒提供一种简单，灵敏，快速的测定方法：PGM将葡萄糖-1-磷酸转化为葡萄糖-6-磷酸；葡萄糖-6-磷酸通过葡萄糖-6-磷酸脱氢酶氧化形成NADPH，接着与特异显色剂反应生成有色物质，通过检测该有色物在450nm的增加速率，进而计算出PGM酶活性大小。

产品内容：

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体60mL×1瓶	2-8℃	
试剂一	粉剂mg×1支	-20℃	临用前甩几下使粉剂全部落入底部，加入1.1mL蒸馏水混匀溶解备用。
试剂二	粉剂mg×1支	2-8℃	临用前甩几下使粉剂全部落入底部，加入1.1mL蒸馏水混匀溶解备用。
试剂三	液体2mL×1支	2-8℃	
试剂四	液体32mL×1瓶	2-8℃	
试剂五	粉剂mg×1支	-20℃	临用前甩几下使粉剂全部落入底部，加入2.4mL蒸馏水混匀溶解备用。
标准品	粉剂mg×1支	-20℃	若重新做标曲，则用到该试剂。

所需的仪器和用品：

可见分光光度计、1mL玻璃比色皿（光径1cm）、台式离心机、水浴锅、可调式移液器、研钵、冰。

磷脂葡萄糖变位酶 (PGM)活性测定：

建议正式实验前选取2个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备：

① 组织样本：

称取约0.1g组织，加入1mL提取液，进行冰浴匀浆。12000rpm、4℃离心15min，取上清作为待测样本。

【注】：若增加样本量，可按照组织质量(g):提取液体积(mL)为1:5~10的比例进行提取。

② 细胞样本：

先收集细胞到离心管内，离心后弃上清；取500万细胞加入1mL提取液；超声波破碎细胞(冰浴，功率20%或200W，超声3s，间隔10s，重复30次)；12000rpm、4℃离心10min，取上清液作为待测样本。

【注】：若增加样本量，可按照细菌/细胞数量(10^4):提取液(mL)为500~1000:1的比例进行提取。

③ 液体样本：澄清的液体样本直接检测，若浑浊可12000rpm、4℃离心10min，取上清液作为待测样本。

2、上机检测：

① 可见分光光度计预热30min以上，设置温度37℃，调节波长至450nm，蒸馏水调零。

② 所有试剂于37℃条件下水浴5min：

③ 在1mL玻璃比色皿（光径1cm）依次加入：



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com


http://www.saint-bio.com

试剂名称 (μL)	测定管
样本	40
试剂一	20
试剂二	20
试剂三	40
试剂四	640
混匀, 37°C条件下孵育10min	
试剂五	40
混匀, 37°C条件下, 1min时于450nm处读取吸光值A1, 11min时读取A2, ΔA=A2-A1。	

【注】：1. 若ΔA过小，可以延长反应时间T(如：21min或更长)再读取A2，或增加样本量V1(如增至80μL，则试剂四相应减小)，重新调整的反应时间T和V1需代入计算公式重新计算。
2. 若A2值大于1.5，可缩减反应时间T(如：6min或更短)再读取A2，或减少样本量V1(如减至20μL，则试剂四相应增加)，重新调整的反应时间T和V1需代入计算公式重新计算。

结果计算：

1. 标准曲线方程： $y=0.0317x-0.0095$ ，x是标准品摩尔质量；nmol，y是ΔA。



2. 按样本蛋白浓度计算：

单位定义：每毫克组织蛋白每分钟使1nmol NADP⁺转换成1nmol NADPH为一个酶活单位。

$$\text{PGM}(\text{nmol}/\text{min}/\text{mg prot})=[(\Delta A+0.0095)\div 0.0317]\div (V1\times \text{Cpr})\div T=78.86\times (\Delta A+0.0095)\div \text{Cpr}$$

3. 按样本鲜重计算：

单位定义：每克组织每分钟使1nmol NADP⁺转换成1nmol NADPH定义为一个酶活力单位。

$$\text{PGM}(\text{nmol}/\text{min}/\text{g 鲜重})=[(\Delta A+0.0095)\div 0.0317]\div (W\times V1\div V)\div T=78.86\times (\Delta A+0.0095)\div W$$

4. 按细胞数量计算：

单位定义：每10⁴个细胞每分钟使1nmol NADP⁺转换成1nmol NADPH定义为一个酶活单位。

$$\text{PGM}(\text{nmol}/\text{min}/10^4\text{cel})=[(\Delta A+0.0095)\div 0.0317]\div (500\times V1\div V)\div T=0.158\times (\Delta A+0.0095)$$

5. 按液体体积计算：

单位定义：每毫升液体每分钟使1nmol NADP⁺转换成1nmol NADPH定义为一个酶活力单位。

$$\text{PGM}(\text{nmol}/\text{min}/\text{mL})=[(\Delta A+0.0095)\div 0.0317]\div V1\div T=78.86\times (\Delta A+0.0095)$$

V---加入提取液体积，1mL；V1---加入样本体积，0.04mL；W---样本质量，g；T---反应时间，10min；

Cpr---样本蛋白质浓度，mg/mL；建议使用本公司的BCA蛋白含量检测试剂盒。

附：标准曲线制作过程：

1. 制备标准品母液(1nmol/μL)：向标准品EP管里面加入0.6mL蒸馏水(母液需在两天内用且-20°C保存)。
2. 把母液稀释成六个浓度梯度的标准品：0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0nmol/μL。
3. 依据加样表操作，根据结果即可制作标准曲线。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com