

TdT反应缓冲液 (5×)

产品货号: T18066

产品规格: 100ml

产品简介:

TdT反应缓冲液 (5×) 成分: 500mM HEPES, pH 7.2; 40mM MgCl₂; 0.5mM DTT。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
TdT反应缓冲液 (5×)	100ml	-20°C

使用方法举例:

Homopolymeric tailing with dGTP

1: 反应体系:

DNA	4 - 5 pmol (3'-termini)
TdT反应缓冲液 (5×)	10μl
0.1% BSA	5μl
dGTP	0.05 - 0.5mM (final)
TdT	10 - 15 U
无菌去离子水	Total 50μl

2: 于37°C孵育30min;

3: 加入5μl的0.5M NaCl和1μl 0.5M EDTA(pH8.0)终止反应;

4: 通过酚氯仿抽提, 乙醇沉淀回收产物。

储存条件:

-20°C, 有效期12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>