

## 丁酸钠溶液(5M)

产品货号: T10676

产品规格: 100ml

### 产品简介:

丁酸钠(Sodium butyrate)分子量为110.09, CAS号为156-54-7, 有利于维护肠道功能, 在分子生物学领域可增加含病毒启动子的转染基因的表达(抑制组氨酸脱乙酰), 阻断DNA合成。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品内容:

产品名称	规格	保存条件
丁酸钠溶液(5M)	100ml	-20℃

### 操作步骤:

1. 根据实验具体要求操作。
2. 工作浓度常为2~5mmol/L。

### 注意事项:

1. 注意无菌操作, 避免反复冻融。
2. 试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号  
电话: 400-611-0007 13671551480  
Q Q: 807961520  
邮箱: saintbio@126.com  
<http://www.saint-bio.com>