

## 10×TM缓冲液（pH=8.0，无菌）

产品货号：T10420

产品规格：500ml

### 产品简介：

10×TM缓冲液（pH=8.0，无菌）主要由500mM Tris-HCl、80mM MgSO<sub>4</sub>组成，pH为8.0。为常用的分子生物学实验的pH缓冲液。

本产品为10倍浓缩缓冲液，经过滤处理，使用时只需要用无菌蒸馏水或去离子水稀释至工作浓度即可。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件
10×TM缓冲液（pH=8.0，无菌）	500ml	2-8℃

### 操作步骤：

1. 按实验具体要求操作。

### 注意事项：

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>