

结晶紫染色液(0.1%)

产品货号: R33031

产品规格: 100ml

产品简介:

结晶紫染色液(0.1%)是一种组织或细胞染色时常用的可以把细胞核染成深紫色的染色液。结晶紫是一种碱性染料,可以和细胞核中的DNA结合,从而产生细胞核染色。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
结晶紫染色液(0.1%)	100ml	2-8℃

操作步骤:

1. 样品处理

石蜡切片:二甲苯中脱蜡2次每次5-10min。系列乙醇(100%、95%、85%、75%)复水,每梯度3min,浸入蒸馏水2min。

冰冻切片:取出恢复至室温后蒸馏水浸洗2min。

培养细胞:用4%多聚甲醛固定10min以上。蒸馏水清洗2次,每次2min。

2. 结晶紫染色

对于上述处理好的样品:

结晶紫染色液染色(可以根据染色结果和要求调整时间)。

用蒸馏水或自来水充分洗涤后即可进行观察和拍照。

注意事项:

- 第一次使用本试剂时建议先取1-2个样品做预实验。
- 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

效 期: 12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>