

ELISA洗涤液 (20×)

产品货号: M20412

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

洗涤步骤对ELISA实验结果影响较大,决定着实验的成败。ELISA就是靠洗涤来清除残留在板孔中没能与固相抗原或抗体结合的物质,以及在反应过程中非特异性地吸附于固相载体的干扰物质的。该产品为pH7.4的浓缩型缓冲液,使用时用去离子水稀释20倍至工作浓度即可。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
ELISA洗涤液 (20×)	100ml/500ml	2-8℃

操作步骤:

本产品使用时需使用去离子水按1:20稀释后使用,如有必要,调节pH至7.4。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 该试剂仅用于研发,不可临床使用。

有效期:

有效期24个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>