

## ELISA洗涤液（20×）

产品货号：M20412

产品规格：100ml/500ml

### 产品简介：

洗涤步骤对ELISA实验结果影响较大，决定着实验的成败。ELISA就是靠洗涤来清除残留在板孔中没能与固相抗原或抗体结合的物质，以及在反应过程中非特异性地吸附于固相载体的干扰物质的。该产品为pH7.4的浓缩型缓冲液，使用时用去离子水稀释20倍至工作浓度即可。

### 产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
ELISA洗涤液（20×）	100ml/500ml	2-8℃

### 操作步骤：

- 按1：20稀释倍数进行稀释：如取30mL浓缩洗涤液（20×），加入570mL超纯水或去离子水，得到洗涤液（1×），即0.05% Tween-20 in PBS, pH 7.2-7.4。
- 使用时每孔加入350-400μL，洗涤后，甩掉液体拍干板条，重复此步骤4次，避免异物进入板孔。然后进行ELISA后续的操作。
- 没有用完的ELISA洗涤液可室温保存，请于两周内使用。

### 注意事项：

- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 该试剂仅用于研发，不可临床使用。

### 有效期：

有效期24个月。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>