

酸性品红乳酸甘油染色液（丛枝菌根AM）

产品货号：R23806

产品规格：100ml

产品简介：

本产品主要由酸性品红、乳酸和甘油组成，该染色液操作简便、染色效果可靠稳定。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
酸性品红乳酸甘油染色液 （丛枝菌根AM）	100ml	室温，避光

使用说明(仅供参考)：

1. 将根从土壤中取出，剪成1cm长的根段。
2. 根段经10%KOH浸泡，90°C水浴透明1h，水洗。
3. 用2%HCl浸泡5min。
4. 加入90°C的酸性品红乳酸甘油染色液染色20-60min或室温下过夜，乳酸分色。
5. 取样品在显微镜下观察。

注意事项：

1. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。
2. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

有效期：

12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>